

胶原蛋白增生，同时还能获得美肤效果！ 实现强力且自然的提升效果

- 口周、下颌、面颊、颈部松弛
- 法令纹、木偶线

ANCHOR MAX 埋线提升术是不用切开皮肤即可改善松弛的面部提升术。因为比以往线体粗又柔软，而且倒钩的两侧有多方向的棘突，所以具有提升效果高的特点。另外，通过埋入线体激活周围细胞生成胶原蛋白。通过长期促进胶原蛋白增生，对提高肌肤光泽和弹力，改善皱纹有效果。

特点


1. 高柔软度的 ANCHOR MAX 线体

ANCHOR MAX 埋线提升术，使用柔软度高的「PCL（聚己内酯）」可吸收线。这个线体比以往的 PDO（手术时使用的高安全性可吸收线）被体内吸收速度慢，因此具有更加持久的提升效果。因线体非常柔软，所以可彻底且自然地提升脸颊、法令纹、木偶线的松弛，塑造美丽的脸部线条。因为不用切开，所以伤痕不显眼。



2. 较大的倒钩和侧面棘突，具有高度提升效果

线体上倒插出来的是倒钩，其两侧的突起是棘突。跟以往的线体相比，ANCHOR MAX 的倒钩比较大，且附有棘突，所以比较容易牵拉皮下组织。因为倒钩的形状不是圆锥体，而是扁平状，因此不太会感受到面部里有异物感。另外，线体、倒钩跟棘突一体成形，从而构成极强的保持力。倒钩面对线体中心点呈放射状，借此可调整提升的细微要求。牢固提升面部松弛，效果可维持 2~3 年左右。



3. 胶原蛋白增生，提高肌肤弹性和改善肤质

通过埋入线体激活周围细胞，促进周围肌肤组织产生胶原蛋白。倒钩的形状稍大，且线体附有棘突，能广泛刺激肌肤面积，使胶原蛋白增生，进而期待改善肤质效果。线体被吸收之后胶原蛋白仍然会继续增生，对预防皮肤松弛具有疗效。

基本信息

费用[不含税]		手术时间	恢复期间
两侧 6 根	20 万日元	20~ 30 分钟	• 化妆：第二天起可。 • 洗脸·泡澡：第二天起可。 （请避免桑拿·饮酒·剧烈运动） • 肿胀、内出血：2~3 周左右逐渐稳定。
两侧 8 根	25 万日元		
两侧 10 根	30 万日元		

治疗流程

1. 【标 记】决定提升位置，在手术部位上标记。
2. 【麻 醉】进行局部麻醉。
3. 【手 术】插入线体。
4. 【术 后】向太阳穴部位的针孔上涂抹药物进行保护。由于局部麻醉可有轻微浮肿和紧绷感。无强烈疼痛感。

地址：東京都荒川区三丁目41番8号

电话：03-6806-8480

邮箱：info@towa-med.co.jp

网站：http://towa-med.co.jp



微信二维码扫一扫
随时随地免费咨询
第一时间了解最新技术、
病例照片以及优惠活动信息



東和株式会社

TOWA CORPORATION

医療コーディネーター・身元保証機関
登録管理番号：B-084